



NEW DOLPASS

New Dolpass è una magnetoterapia portatile modulata a bassa frequenza, costituita da piccolo generatore che permettere di effettuare sedute antalgiche e rigeneranti molto efficaci. Applicandolo in tutte le parti del corpo che soffrono di dolori acuti o cronici, infiammazioni o reumatismi articolari in ogni momento della giornata è possibile ottenere dei benefici effetti e risolvere questo tipo di problemi che rendono fastidiose le attività quotidiane. New Dolpass è efficace nella rigenerazione ossea e articolare per ritardi di consolidamento, artriti/artrosi e osteoporosi. L'applicazione di New Dolpass può essere protratta per tutta la notte. L'apparecchio è alimentato con 4 batterie ricaricabili (Ni-Mh).



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- Artrite/artrosi
- Reumatismi
- Dolori protesi articolari
- Ernia discale
- Sciatalgia
- Osteoporosi
- Fratture
- Distorsioni
- Lussazioni
- Traumi/contusioni
- Mialgie
- Tendinite
- Ematomi
- Insufficienza microcircolatoria
- Flebiti
- Vene varicose/varici/circolazione perif.
- Cicatrici /dermatiti/dermatosi
- Allergie
- Applicazione lunga 4 ore
- Applicazione notturna lunga 8 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno

Numero canali d'uscita: 2 indipendenti

Numero programmi: 20 preimpostati

Frequenza (Hz): 27 MHz

Emissione: modulata da 8 – a 640 Hz

Potenza emessa fino a: 60 Gauss

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- 2 solenoidi singoli
- 2 fasce elastiche fissaggio
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- manuale d'uso con foto applicazioni



NEW ONECARE

E' il nuovissimo apparecchio portatile per ionoforesi/jontoforesi, caratterizzato dalla semplicità d'uso e dalle numerose possibilità di utilizzo: terapia antinfiammatoria e antireumatica, iperidrosi, ionoforesi e galvanoterapia. I meccanismi d'azione della terapia jontoforetica sono due:

- Il primo è il riequilibrio, attraverso la corrente usata, della differenza tra il potenziale elettrico posseduto naturalmente dalla cute superficialmente e quello del derma, dove ci sono le ghiandole eccrine. Lo squilibrio di questo potenziale facilita l'eccessiva sudorazione.
- Il secondo meccanismo d'azione è il restringimento, sotto lo stimolo elettrico, del foro d'uscita del canale che permette alle ghiandole di convogliare il sudore all'esterno.

Contiene 20 programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni e funziona a batteria.



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- Ionoforesi braccia
- Ionoforesi addome/fianchi
- Ionoforesi glutei
- Ionoforesi cosce
- Ionoforesi
- Microcorrenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria ricaricabile

Forme d'onda: ionoforesi

Numero canali d'uscita: 1 indipendenti

Numero programmi: 20 preimpostati

Intensità di corrente (mA): 0-20

Emissione: continua

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- 4 elettrodi in silicone conduttivo 60x80 mm
- 4 buste spugna 60x80 mm
- 2 fasce elastiche fissaggio
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- 2 cavi uscita
- manuale d'uso con foto applicazioni

New Age®

NEW POCKET FIT 4

New Pocket Fit 4 è il nuovo elettrostimolatore palmare completo per tutte le applicazioni: grazie alla maneggevolezza e alla facilità d'uso può essere utilizzato in qualsiasi situazione per la stimolazione muscolare, estetica e terapeutica. New Pocket Fit 4 contiene 99 programmi preimpostati per tutti i tipi di applicazioni (elettrostimolazione, estetica, tens e ionoforesi) ed è dotato di quattro canali indipendenti per stimolare in modo differenziato diverse zone del corpo contemporaneamente oppure più persone nella stessa seduta. New Pocket Fit 4 è un elettrostimolatore a 4 canali con l'alimentazione a batteria ricaricabile (è incluso nella confezione l'alimentatore per ricaricare le batterie).



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| - Riscaldamento | - Forza | - Lombalgia |
| - Defaticamento | - Forza esplosiva | - Stiramento |
| - Recupero attivo | - Cellulite localizzata | - Epicondilite |
| - Capillarizzazione | - Cellulite diffusa | - Periartrite spalla |
| - Rilassamento | - Linfodrenaggio | - Gonalgia |
| - Massaggio | - Adipe uomo | - Tunnel carpale |
| - Recupero funzionale | - Tonificazione viso | - Articolazioni |
| - Resistenza aerobica | - Lifting viso | - Tendinite |
| - Forza resistente | - Drenaggio viso | - Dolori cronici |
| - Tonificazione | - Cervicalgia | - Dolori acuti |
| - Microcorrenti | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: batteria ricaricabile
- Forme d'onda: tens, rettangolare bifase, ionoforesi
- Numero canali d'uscita: 4 indipendenti
- Numero programmi: 99 preimpostati
- Intensità di corrente (mA): 0-100
- Frequenza (Hz): 1-120

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- 8 elettrodi pregellati 50x50 mm
- 4 elettrodi pregellati tondi d=30mm per viso
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- 4 cavi uscita
- manuale d'uso
- manuale applicazioni elettrodi