

TERMOFORI ELETTRICI

Fodera esterna in flanella e spugna 100% cotone. Involucro interno in morbidissimo PVC termoprotetto ad 80°C. Commutatore con possibilità di scelta fra tre temperature. Alimentazione 220V / 50-60Hz.



LT570

100W - 32x40cm - 0,45kg
Termoforo elettrico con tre temperature



LT572

100 - 110W - 28x38cm - 1,3kg
Termoforo elettrico a sabbia con tre temperature



LT574

100 - 110W - 34x53cm - 1,5kg
Termoforo elettrico a sabbia con tre temperature. Uso cervicale.



LT571

100 - 110W 34 - 53cm - 1,5kg
Termoforo elettrico universale schiena collo

