



### Protezione per tallone

Protezione in poliuretano aerato per tallone, molto leggera. Ideale per persone allettate o in carrozzina. Chiusura a velcro. Confezione da 2 pezzi. Misura universale.

**Cod. 302065** Art. 6127

Repertorio DM SSN : **116057/R**

Rif.Cod.ISO 03.33.09.003



### Vello protettivo per gomito

Consente completa libertà di movimento dell'articolazione del gomito, proteggendolo da irritazioni e decubiti. In morbido e resistente vello sintetico rinforzato con una struttura in plastica. Appositi velcri rendono solidale la struttura con il vello e ne consentono una veloce rimozione. Sistema di chiusura a velcro. Facilmente lavabile e sterilizzabile. Confezione da 1 pezzo. Misura universale.

**Cod. 302048** Art. 6222

Repertorio DM SSN : **116860/R**

Rif.Cod.ISO 03.33.09.009

### Protezione per gomito/tallone/ginocchio



Il doppio strato di schiuma protettiva racchiusa in una maglia elastica tubolare si adatta perfettamente sia al gomito che al tallone. La maglia tubolare consente una perfetta aerazione. Confezione da 2 pezzi.

**Cod. 302090** Art. 6224 Small/Medium

**Cod. 302091** Art. 6224 Medium/Large

Repertorio DM SSN : **116893/R**

Rif.Cod.ISO 03.33.09.003 (per tallone)

03.33.09.009 (per gomito)

03.33.09.015 (per ginocchio)