

medicalortho

afo baby

doccia per gamba e piede - bambino


codice	ART. PR4-9061 - ART. PR4-9391*				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a
taglia					
circonf. polpaccio cm	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
lunghezza sezione piede cm	10	11	12	13	15
altezza tutore cm	16	19	23	25	28

destra e sinistra

*semilavorato dell' ART. PR4-9061

Cadute flaccide del piede - Equinismi spastici di media entità

- Struttura in polipropilene
- Chiusura con cinturino a velcro alla presa del polpaccio
- Modificabile a caldo



medicalortho

castop

componente tibiale per ortesi funzionale di tibia

codice	ART. PR4-750			
	S	M	ML	L
taglia				
circonf. polpaccio cm	28/33	33/38	35/40	38/43
circonf. caviglia cm	20/25	23/28	23/28	25/30
lunghezza apice rotula-terra cm	42/47	44/49	52/57	49/54

destra e sinistra

Fratture composte di tibia - Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione - Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia

- Struttura in polietilene modellabile a caldo e ritagliabile
- Imbottitura interna in evazote atossico
- Fori per la traspirazione
- Cinturini con chiusura a velcro
- Bande laterali a velcro per l'attacco della scarpetta (art. PR4-752)
- Estremamente leggera



medicalortho


castop

componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia

codice	ART. PR4-752			
	S	M	L	XL
taglia				
misura scarpa	36/39	40/43	44/46	46 e oltre

destra e sinistra

- Struttura in polipropilene modellabile a caldo
- Fori per la traspirazione
- Aste articolate montanti con velcro per l'attacco all'ortesi di tibia (art. PR4-750)
- Cinturino anteriore con chiusura a velcro



medicalortho

sfc

componente a scarpetta per gesso tibiale

codice	ART. PR4-718		
	S	M	L
taglia			
misura scarpa	36/39	40/43	44/46

destra e sinistra

- Struttura in polipropilene modellabile a caldo
- Fori per la traspirazione
- Aste articolate montanti dotate di placche per la presa alle bende gessate
- Cinturino anteriore con chiusura a velcro



medicalortho


fisio

tavoletta singola

codice	ART. PR5-6002/P
	misura cm
misura cm	universale - cm 15x31
colori	verde

Riduzione delle distorsioni di caviglia - Instabilità di caviglia - Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d'Achille

- Struttura in materiale plastico semiespanso
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta



medicalortho

fisio

tavoletta doppia

codice	ART. PR5-6002/G
	misura cm
misura cm	universale - cm 30x31
colori	verde

Riduzione delle distorsioni di caviglia - Instabilità di caviglia - Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d'Achille

- Struttura in materiale plastico semiespanso
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta