

Pedaliera meccanica "SPIN"

Indicata per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare. Versatile ed indispensabile nella riabilitazione degli arti superiori ed inferiori.

Realizzata in acciaio verniciato epossidico, munita di:

- Regolatore di intensità di esercizio
- Display digitale (batteria da 1,5V) con funzione di:
Timer durata dell'esercizio da 00,00 a 99,59 minuti
Indicatore del numero di esercizi realizzati
Indicatore del numero di esercizi realizzati "ogni minuto"
Indicatore del numero di calorie consumate

- Basi di appoggio in gomma
- Puntali in gomma anti-scivolo per maggiore stabilità e sicurezza

Specifiche tecniche:

Larghezza cm 37
Lunghezza cm 47
Altezza cm 24
Peso kg 2,49

Cod. 857350

Pedaliera meccanica semplice

- In acciaio cromato
- Regolazione dell'intensità dell'esercizio
- Basi di appoggio triangolari in gomma

Specifiche tecniche:

Larghezza cm 54
Lunghezza cm 42
Altezza cm 35
Peso kg 2,9

Cod. 857300