

## Rialzo stabilizzante da comodo regolabile



In duralluminio ricoperto con vernice epossidica  
Regolabile in altezza da cm 64 a cm 79  
Altezza sedile regolabile da cm 50 a cm 65  
Larghezza massima cm 62  
Larghezza interna (tra i braccioli) cm 52  
Larghezza sedile cm 36  
Profondità sedile cm 38  
Puntali di appoggio antiscivolo  
Sedile in PVC anallergico  
Portata massima kg 136  
Peso kg 4,8

**Cod. 856105**

Repertorio DM SSN : **4785/R**

Rif.Cod.ISO 09.12.24.003

## Rialzo stabilizzante da comodo 3 in 1



In duralluminio anodizzato  
Sedile regolabile da cm 43 a cm 58  
Completo di coperchio, vaschetta aperta e chiusa  
Larghezza massima cm 64  
Larghezza interna (tra i braccioli) cm 47  
Larghezza seduta cm 36  
Profondità seduta cm 45  
Altezza regolabile da cm 61 a cm 76  
Portata massima kg 136  
Peso kg 5

**Cod. 855995**

Repertorio DM SSN : **4782/R**

Rif.Cod.ISO 09.12.24.003

## Rialzo stabilizzante e/o sedia da comodo



In acciaio verniciato epossidico bianco  
Regolabile in altezza da cm 43 a cm 53  
Braccioli ribaltabili  
Larghezza sedile cm 44,5  
Larghezza totale cm 50  
Profondità totale cm 51  
Portata massima kg 114

**Cod. 855752**

Repertorio DM SSN : **4766/R**

Rif.Cod.ISO 09.12.24.003