

Misuratori della pressione arteriosa serie RC9

Misuratore automatico a bracciale **RC9F**



Una nuova tecnologia per una misurazione della pressione arteriosa più precisa ed affidabile

Permette una misurazione precisa ed affidabile in meno di 3 minuti. Calcola la media ponderata di 3 misurazioni. L'accuratezza di rilevazione superiore fornisce ai medici importanti informazioni per la diagnosi ed il controllo dei trattamenti farmacologici.

Specialisti e società dell'ipertensione raccomandano di prendere almeno 2 misurazioni consecutive e di effettuarne la media.

- Tecnologia FuzzyLogic: personalizza automaticamente il gonfiaggio del bracciale
- Fino a 30 misurazioni in memoria
- Funzione di orologio e datario
- Semplice e pratico: 3 funzioni in un unico tasto
- Grande affidabilità: strumento testato clinicamente
- Grande display: valori ben visibili

Dispositivo medico di classe 1, conforme alla Direttiva CEE 93/42

RC9F Ref. 860619



8 021151 606196 >

Misuratore automatico da polso **RC9W**



- Tecnologia FuzzyLogic: personalizza automaticamente il gonfiaggio del bracciale
- Fino a 30 misurazioni in memoria
- Funzione di orologio e datario
- Grande affidabilità: strumento testato clinicamente
- Grande display: valori ben visibili

Dispositivo medico di classe 1, conforme alla Direttiva CEE 93/42



8 021151 606202 >

RC9W Ref. 860620