

SFIGMOMANOMETRI A COLONNA DI MERCURIO

Cassa in alluminio verniciato con chiusura a scatto. Colonna in vetro graduata con sezione interna 3,5 mm e scala di lettura chiara e precisa. Rubinetto di apertura e chiusura del mercurio. Disponibile nella versione normale e "cassa larga". Scala 0-300 mmHg. Rilascio massimo dell'aria a rubinetto chiuso: 4mmHg/minuto. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg con tacche maggiori numerate ogni 10 unità. Parti metalliche cromate. Bracciale in nylon con chiusura velcro e anello in metallo. Monopalla in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro viene imballato in scatola di cartone stampato.

CE
0483



DM300



DM303

DM300

mm340x97x55h - 960g
Cassa standard senza fonendoscopio

DM303

mm340x97x55h - 1060g
Cassa standard con fonendoscopio

Standard



Confezione da 20 pz

CASSA LARGA

CE
0483



DM304



DM305

DM304

mm350x116x55h - 1185g
Cassa larga senza fonendoscopio

DM305

mm350x116x55h - 1251g
Cassa larga con fonendoscopio

Cassa larga



Confezione da 20 pz