

minimus[®] III

Riester

The familiar way



Die Konsequenz in der Einhand-Blutdruckmesstechnik! Ausgelegt auf **Präzision und Langlebigkeit** verfügt minimus[®] III mit Doppelschlauch über ein verchromtes Metallgehäuse, genauso wie über verchromte Schlauchverschraubungen und einen Ventilsockel aus Metall. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg
- Inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschetengrößen und -Ausführungen

	schwarz
Baumwoll-Wickelmanschette Erw.	Nr. 1340
Baumwoll-Hakenmanschette Erw.	Nr. 1341
Kalibr. Nylon-Klettenmanschette Erw.	Nr. 1342

English: The embodiment of palm-style blood-pressure measuring technology! Designed for **precision and longevity**, minimus®III is provided with a twin tube, a chromium-plated metal housing and a metal valve base. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

	black
Cotton bandage cuff, adult	No. 1340
Cotton hook cuff, adult	No. 1341
Calibrated nylon velcro cuff, adult	No. 1342

Français : La rigueur et la consistance mêmes dans la technique de prise tension artérielle par tensiomètre manopoire ! Conçu pour offrir **précision et longévité**, minimus®III à deux tubes est équipé d'un boîtier en métal chromé, de raccords chromés à vis pour la tubulure, ainsi que d'un socle métallique de valve. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

	noir
Brassard enveloppant, en coton, adulte	No. 1340
Brassard à crochets, en coton, adulte	No. 1341
Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte	No. 1342

Español: ¡La mejor tecnología para medición monomanual de la tensión arterial! El minimus®III con doble tubo está diseñado para lograr la máxima **precisión y duración de la vida útil**: dispone de una carcasa metálica cromada, uniones atomilladas del tubo cromadas y base de válvula metálica. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg
- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
- Incl. bolsa de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes

	negro
Brazaletes de algodón arrollable, adultos	No. 1340
Brazaletes de algodón con gancho, adultos	No. 1341
Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos	No. 1342

Italiano: Il risultato della tecnologia degli sfigmomanometri manovrabili con una sola mano! Progettato per garantire **massima precisione e lunga durata**, minimus®III, nella versione a doppio tubo, è dotato di contenitore metallico cromato, collegamenti dei tubi cromati e zoccolo della valvola in metallo. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare "LF" nell'ordine).

- Monopalla in lattice con valvola di sfiato aria cromata
- Valvola di sfiato tarata di precisione e antiusura
- Microfiltro per la protezione di valvola di sfiato e sistema di misura
- Cucchiaino in acciaio inox
- Membrana speciale in rame-berillio temprato, praticamente inalterabile nel tempo
- Membrana resistente a pressioni elevate fino 600 mmHg
- Tolleranza massima d'errore dell'apparecchio: +/- 3 mmHg
- Scala lineare graduata in alluminio Ø 49 mm, di ottima lettura fino a 300 mmHg
- Fornito di borsa in similpelle con cerniera lampo
- Ampia scelta tra bracciali di varie misure e diverse versioni

	nero
Bracciale di cotone a fascia adulti	No. 1340
Bracciale di cotone a ganci adulti	No. 1341
Bracciale calibrato velcro-nylon adulti	No. 1342