

COD

010100

MOD.

ADRIA

CINTI

Esterno



Interno



### CINTO PER ERNIA INGUINALE

Indicazioni: contenimento di ernie inguinale monolaterale o bilaterale.

INGUINAL HERNIA GIRDLE

Application: containment one-side or bi-lateral inguinal hernia.

### Descrizione Materiali

Confezionato con fascia e sottocoscia in tessuto elastico di cotone con bordo fisso o frangiato. Pelotta in poliuretano espanso ricoperta - applicata sulla fascia fissa. Allacciatura fascia e sottocoscia a gancio o a velcro.

Disponibile dx-sx o bilaterale.

#### Material Description

Consists of band and thigh straps manufactured with elastic cotton material with fixed or frayed outer hem. Expanded polyurethane - lined padding in and applied on to the fixed-band. Clasps or Velcro band and thigh-straps fastenings.

Available in left-sided, right-sided or two-sided.

### Colori: T 14 grigio con frangia - T 8 giallo con frangia

Colors: T 14 gray with fringe - T 8 yellow with fringe

misure ideali: bacino (unità di misura: cm)

tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia B			S		M		L		XL			
Taglia C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EX
Vestibilità da... a...	70 75	75 80	80 85	85 90	90 95	95 102	100 107	105 112	110 118	115 123	120 130	

Esterno



Interno



COD

010130

MOD.

ASTRO

CINTI

### CINTO PER ERNIA INGUINALE

Indicazioni: contenimento di ernie inguinale monolaterale o bilaterale.

INGUINAL HERNIA GIRDLE

Application: containment one-side or bi-lateral inguinal hernia.

### Descrizione Materiali

Confezionato con fascia e sottocoscia in tessuto elastico di cotone con bordo fisso o frangiato. Pelotta in poliuretano espanso ricoperta - applicata sulla fascia fissa. Allacciatura fascia e sottocoscia a gancio o a velcro.

Disponibile dx-sx o bilaterale.

#### Material Description

Consists of band and thigh straps manufactured with elastic cotton material with fixed or frayed outer hem. Expanded polyurethane - lined padding in and applied on to the fixed-band. Clasps or Velcro band and thigh-straps fastenings.

Available in left-sided, right-sided or two-sided.

### Colori: T 14 grigio con frangia - T 8 giallo con frangia

Colors: T 14 gray with fringe - T 8 yellow with fringe

misure ideali: bacino (unità di misura: cm)

tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia B			S		M		L		XL			
Taglia C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EX
Vestibilità da... a...	70 75	75 80	80 85	85 90	90 95	95 102	100 107	105 112	110 118	115 123	120 130	

**CINTO PER ERNIA INGUINALE**

Indicazioni: contenimento di ernie inguinale monolaterale o bilaterale.

INGUINAL HERNIA GIRDLE

Application: containment one-side or bi-lateral inguinal hernia.

**Descrizione Materiali**

Confezionato con fascia e sottocoscia in tessuto elastico di cotone con bordo fisso o frangiato. Pelotta in poliuretano espanso ricoperta con o senza bordura, applicata alla fascia con due viti per permettere la sostituzione. Allacciatura fascia e sottocoscia a gancio o a velcro. Disponibile dx-sx o bilaterale.

**Material Description**

Consists of band and thigh straps manufactured with elastic cotton material with fixed or frayed outer hem. Expanded polyurethane lined padding with or without outer hem, applied to the band with two screws to enable replacement. Clasps or Velcro band and thigh-straps fastenings. Available in left-sided, right-sided or two-sided.

**Colori:** T 14 grigio con frangia - T 8 giallo con frangia  
T 3 giallo bordo fisso - T 23 grigio bordo fisso

**Colors:** T 14 gray with fringe - T 8 yellow with fringe  
T 3 yellow fixed edge - T 3 gray fixed edge

misure ideali: bacino (unità di misura: cm)

tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia B			S		M		L		XL			
Taglia C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EX
Vestibilità da... a....	70 75	75 80	80 85	85 90	90 95	95 102	100 107	105 112	110 118	115 123	120 130	

Esterno



Interno

**CINTO PER ERNIA INGUINALE**

Indicazioni: contenimento di ernie inguinale monolaterale o bilaterale.

INGUINAL HERNIA GIRDLE

Application: containment one-side or bi-lateral inguinal hernia

**Descrizione Materiali**

Confezionato con fascia e sottocoscia in tessuto elastico di cotone con bordo frangiato. Pelotta in poliuretano espanso ricoperta applicata sulla fascia fissa. Allacciatura fascia e sottocoscia a gancio. Disponibile dx-sx o bilaterale.

**Material Description**

Consists of band and thigh straps manufactured with elastic cotton material with frayed hem. Expanded polyurethane lined padding in and applied on to the fixed-band. Clasps or Velcro band and thigh-straps fastenings. Available in left-sided, right-sided or two-sided.

**Colori:** T 14 grigio con frangia - T 8 giallo con frangia  
T 3 giallo bordo fisso - T 23 grigio bordo fisso

**Colors:** T 14 gray with fringe - T 8 yellow with fringe  
T 3 yellow fixed edge - T 3 gray fixed edge

misure ideali: bacino (unità di misura: cm)

tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia B			S		M		L		XL			
Taglia C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EX
Vestibilità da... a....	70 75	75 80	80 85	85 90	90 95	95 102	100 107	105 112	110 118	115 123	120 130	

Esterno



Interno



COD

010420

MOD.

PINO

CINTI

Esterno



Interno



### CINTO PER ERNIA INGUINALE

Indicazioni: contenimento di ernie inguinale monolaterale o bilaterale.

*INGUINAL HERNIA GIRDLE*

*Application: containment one-side or bi-lateral inguinal hernia.*

### Descrizione Materiali

Confezionato con fascia e sottocoscia in tessuto elastico di cotone con bordo fisso o frangiato. Pelotta in poliuretano espanso ricoperta applicata sulla fascia fissa. Allacciatura fascia e sottocoscia a gancio o a velcro. Disponibile dx-sx o bilaterale.

#### Material Description

*Consists of band and thigh straps manufactured with elastic cotton material with fixed or frayed outer hem. Expanded polyurethane lined padding in and applied on to the fixed-band. Clasps or Velcro band and thigh-straps fastenings.*

*Available in left-sided, right-sided or two-sided.*

### Colori: T 14 grigio con frangia - T 8 giallo con frangia - T 23 grigio bordo fisso

*Colors: T 14 gray with fringe - T 8 yellow with fringe - T 3 gray fixed edge*

misure ideali: bacino (unità di misura: cm)

tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia B			S		M		L		XL			
Taglia C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EX
Vestibilità da... a...	70 75	75 80	80 85	85 90	90 95	95 102	100 107	105 112	110 118	115 123	120 130	

COD

010490

MOD.

OMBELICALE  
ADULTO

CINTI

Esterno



### CINTO PER ERNIA OMBELICALE

Indicazioni: contenimento di ernie ombelicale.

*INGUINAL HERNIA GIRDLE*

*Application: containment umbilical hernia.*

### Descrizione Materiali

Confezionato con tessuto damier elastico di cotone con placca ombelicale in acciaio poliuretano e ricoperta applicata direttamente sulla fascia. Allacciatura a velcro.

#### Material Description

*Manufactured in elasticized cotton damier material featuring an umbilical steel plate covered in polyurethane lined applied directly on to the band.*

*Velcro fastening.*

### Misure: Disponibili in altezza cm 8 - cm10 - cm12 - cm14

*Measures: Available in height cm 8 - cm10 - cm12 - cm14*

**Colori:** ecru

*Colors: ecru*

misure ideali: vita (unità di misura: cm)

tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia B			XS	S		M		L		XL		XXL	
Taglia C	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EX
Vestibilità da... a...	65 70	70 75	75 80	80 85	85 90	90 95	95 101	100 106	105 112	110 117	115 122	120 128	

**CINTO PER ERNIA OMBELICALE**

Indicazioni: contenimento di ernie ombelicali.

*INGUINAL HERNIA GIRDLE**Application: containment umbilical hernia.***Descrizione Materiali**

Confezionato con tessuto polisportivo di cotone con placca ombelicale ricoperta in poliuretano e pelle applicata direttamente sulla fascia. Allacciatura a velcro.

*Material Description*

*Manufactured in polysport cotton featuring an umbilical covered in polyurethane and leather applied directly on to the band. Velcro fastening.*

**Colori:** bianco*Colors: white*

Esterno



misure ideali: vita (unità di misura: cm)      tabella corrispondenza taglie e vestibilità pag. 49

Taglia C	30	35	40	45	50
Vestibilità da... a...	33 38	38 43	43 48	48 55	55 63

INNOVAZIONE E RICERCA



## **Effetto Ydrox, benessere sulla pelle**

*Ydrox favorisce l'immediata traspirazione dell'umidità che si forma quando un tessuto rimane a contatto con la pelle per lungo tempo.*

*In linea con la propria tradizione di attenzione alle necessità del cliente, AWO ha messo a punto un tessuto trattato con Ydrox, per risolvere i problemi di chi deve portare per molte ore della giornata un busto ortopedico a 3 punti o un corsetto di sostegno. Ydrox infatti permette di eliminare la sgradevole sensazione di umido sulla pelle e nello stesso tempo riduce il rischio di arrossamenti da contatto. I prodotti trattati Ydrox abbinano la qualità artigianale AWO al comfort dell'innovazione tecnologica.*

## **Ydrox effect, skin comfort**

*Ydrox favours the immediate perspiration of the dampness which forms when fabric remains in contact with skin for a long time.*

*In line with the AWO tradition of paying attention to the customer's needs, a fabric treated with Ydrox has been perfected to solve problems for those who have to wear a 3-point orthopaedic brace or support corset for many hours a day. Ydrox makes it possible to eliminate the unpleasant damp sensation on skin and at the same time reduces the risk of reddening from contact. Products treated with Ydrox combine AWO's artisanal quality with the comfort of technological innovation.*

## art. 673 - Letizia



- ▶ Guaina contenitiva, ideale post parto, per un più veloce recupero della linea estetica.
- ▶ Evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti addominali.
- ▶ Può essere indossata abitualmente per effetto estetico modellante.
- ▶ Le forze di contenzione sono distribuite in modo da offrire la massima efficacia, rispettando il massimo comfort e garantendo una perfetta vestibilità.
- ▶ Esclusivo tessuto elastico PAVIS, 100% cotone, anallergico e traspirante.




**Colori:** nudo, nero.

wellness  
LINE

## art. 672 - Erniablock Lady



- ▶ Guaina contenitiva, particolarmente indicata per la contenzione di ernie inguinali o post intervento.
- ▶ Predisposta per l'utilizzo di cuscinetti opzionali garantisce un efficace sostegno, evita cedimenti o rilassamenti dei tessuti, prevenendo la formazione di ptosi viscerali e renali.
- ▶ Pratica apertura con gancini al cavallo.
- ▶ Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, le forze di contenzione sono distribuite in modo da offrire la massima efficacia rispettando il massimo comfort e garantendo una perfetta vestibilità.
- ▶ Esclusivo tessuto elastico PAVIS, 100% cotone anallergico e traspirante.



**Colori:** nudo.

wellness  
LINE

TAGLIA / SIZE	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
 cm.	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123	123 - 130	130 - 140

# ERNIABLOCK



- ▶ Indicati per la contenzione di ernie inguinali, pre e post intervento chirurgico.
- ▶ Garantiscono un efficace sostegno addominale.
- ▶ Predisposti per l'uso di cuscinetti opzionali, nel caso sia necessario incrementare la forza esercitata sulla zona inguinale.
- ▶ Esclusivo tessuto PAVIS, 100% cotone, anallergico e traspirante.



Da oltre 30 anni ERNIABLOCK PAVIS rappresenta, con i suoi differenti modelli, la gamma più completa ed evoluta di slip per la contenzione dell'ernia inguinale. Scegliete con l'aiuto del vostro negoziante il modello più adatto alle vostre esigenze. Il PURO COTONE, anallergico e traspirante, reso elastico dall'esclusiva lavorazione di PAVIS, garantisce il massimo comfort.

**wellness**  
LINE

## art. 650 - ERNIABLOCK tensione forte - Basso

Colori: bianco, azzurro.

## art. 651 - ERNIABLOCK tensione forte - Medio

Colori: bianco, azzurro, crema.

## art. 652 - ERNIABLOCK tensione forte - Alto

Colori: crema.

- ▶ Tre versioni di altezza, tutte caratterizzate da un taglio moderno e sgambato.



TAGLIA / SIZE	65	70	75	80	85	90	95	100	105
cm.	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123

## art. 648 - ERNIABLOCK tensione forte

- ▶ Modello particolarmente adatto alle caratteristiche fisiche di persone anziane o comunque con gambe molto magre, poiché caratterizzato da un giro coscia molto stretto.

Colori: bianco, crema.



TAGLIA / SIZE	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
cm.	71 - 77	77 - 82	82 - 88	88 - 94	94 - 100	100 - 105	105 - 110	110 - 117	117 - 123	123 - 130