

orthoself

miofit33

supporto per coscia in tessuto AirX



codice	ART. PR3-H1133				
taglia	S	M	L	XL	XXL
circonf. a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
colori	nero	nero	nero	nero	nero

Contratture e distrazioni muscolari della coscia - Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica - Prevenzione delle contusioni

- Struttura in tessuto AirX™ traspirante



orthoself


object

supporto per coscia

codice	ART. PR3-8233				
taglia	S	M	L	XL	XXL
circonf. a metà coscia cm	48/51	52/55	56/60	61/65	66 e oltre
colori	blu	blu	blu	blu	blu

Contratture e distrazioni muscolari della coscia - Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo un trauma - Prevenzione delle contusioni

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Toppa in neoprene di rinforzo
- Lavabile



medicalortho

hipolite

ortesi per anca

Componente Bacino	ART. PR3-H1007		
taglia	S	M	L
circonf. vita cm	60/84	84/110	110/135
	destra e sinistra		

Componente Coscia	ART. PR3-H1008		
taglia	S	M	L
circonf. prossimale cm	43/54	54/65	65/75
	destra e sinistra		

Asta articolata "Kinesio Offset"

taglia	ART. PR3-2305	ART. PR3-2312
statura	< 175cm	> 175cm

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca) - Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate - Controllo dell'abduzione e della flessione-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

- Sistema modulare che permette di abbinare indipendentemente componente coscia, componente bacino e asta articolata
- Facilmente adattabile grazie alle molteplici regolazioni:
 - _ possibilità di inclinare le parti laterali della presa bacino
 - _ possibilità di inclinare la direzione dell'asta rispetto alle componenti coscia e bacino
 - _ cinturini accorciabili tramite velcro ad Y
 - _ adattabile in altezza grazie alle asole dell'asta articolata
- Anima interna in plastica (PE) che segue l'anatomia del paziente
- Imbottitura in materiale accoppiato a doppio strato (MTP + PE espanso).
- Tessuto tramato in fibra d'argento (a contatto con il corpo)
- Rete tridimensionale (rivestimento esterno)
- Chiusura bacino con fibbia a sgancio laterale
- Cinghia addominale per un miglior controllo della abduzione/adduzione.
- Completamente sfoderabile e lavabile



medicalortho

hipo

ortesi per anca

codice	ART. PR3-SERIE 2000			
Componente Bacino	S	M	L	XL
taglia	2112	2113	2114	2115
modello destro (codice)	2122	2123	2124	2125
modello sinistro (codice)	2122	2123	2124	2125
circonf. vita cm	60/82	80/96	94/115	99/120
circonf. creste iliache cm	68/90	90/110	106/126	111/131


Componente Coscia	S	M	L	XL
taglia	2212	2213	2214	2215
modello destro (codice)	2222	2223	2224	2225
modello sinistro (codice)	2222	2223	2224	2225
circonf. prossimale cm	44/53	48/60	57/68	62/76
circonf. distale cm	34/41	36/45	42/49	46/56
colori	bianco	bianco	bianco	bianco

Asta articolata "Kinesio"

taglia	Regular	Long
modello (codice)	2303	2304
indicazioni	statura < 180cm	statura > 181cm

Revisione dell'anca a seguito di interventi chirurgici - Fratture del collo del femore non operabili e non sufficientemente consolidate - Indicata per pazienti con potenziali problemi all'articolazione, ove sia necessario controllare l'abduzione e la flessione-estensione

- Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili
- Sistema modulare che permette la sostituzione e l'adattamento delle componenti
- Disponibile in 4 misure, destro e sinistro e secondo le modalità sopra indicate



medicalortho


kafo

accessorio per ortesi "hipo"

codice	ART. PR3-2320	ART. PR3-2321
taglia	Regular	Long
lunghezza arto inferiore (inguine - tallone) cm	da 63 a 75	da 76 a 93
colori	bianco	bianco
	destro e sinistro	destro e sinistro

È indispensabile indicare la taglia della scarpetta in base alla seguente tabella

taglia	S	M	L	XL
misura scarpa	36/39	40/43	44/46	46 e oltre



Kafo® è il dispositivo aggiunto che assicura all'ortesi d'anca il controllo dei minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell'articolazione

- Aumenta il comfort del paziente: materiale più leggero, tutore più confortevole
- La struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti anziani
- Mantiene la posizione naturale dell'arto durante la flessione dell'anca
- Riduce il rischio di lussazioni
- Garantisce il controllo ottimale della flessione-estensione, dell'abduzione e della intra/extra-rotazione dell'anca

abductor


aste per "hipo"

codice	descrizione
ART. PR3-2307	Abductor® con abduzione forzata, mis. Standard, per pazienti d'altezza inferiore a 1,80
ART. PR3-2308	Abductor® con abduzione forzata, mis. Lunga, per pazienti d'altezza superiore a 1,80
ART. PR3-2309	Abductor® con abduzione forzata, offset e Doppio Snodo Kinesio

- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°
- Abduzione forzata



medicalortho



medicalortho

kinesio

aste per "hipo"

codice	descrizione
ART. PR3-2303	Kinesio® mis. Standard, per pazienti d'altezza inferiore a 1,80
ART. PR3-2304	Kinesio® mis. Lunga, per pazienti d'altezza superiore a 1,80

aste per "hipo" e "hipolite"

codice	descrizione
ART. PR3-2305	Kinesio® Off Set® misura standard
ART. PR3-2312	Kinesio® Off Set® misura lunga

- Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°



medicalortho

minikinesio

aste per "hipo"

codice	descrizione
ART. PR3-2310	Minikinesio® mis. Standard, per pazienti d'altezza inferiore a 1,80
ART. PR3-2311	Minikinesio® mis. Lunga, per pazienti d'altezza superiore a 1,80

- Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°



medicalortho

doppiosnodo

doppiosnodo per aste "kinesio" e "minikinesio"

codice	descrizione
ART. PR3-2306	Doppio snodo per art. PR3-2303 PR3-2304 PR3-2305 PR3-2312 PR3-2310 PR3-2311