



cervilight

collare cervicale in gommapiuma rinforzato

codice	ART. PRO-8300	ART. PRO-8301
taglia	universale	universale
altezza cm	7,5	10
colori	bianco	bianco

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) - Torcicollo - Crisi vertiginose di origine cervicale - Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglia tubolare di cotone elasticizzato
- Rinforzo esterno con fascia in vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Completamente lavabile (acqua tiepida e sapone neutro)
- Radiotrasparente



cervilight

collare cervicale in gommapiuma

codice	ART. PRO-8302			
taglia	S	M	L	XL
circonf. collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
altezza cm	6-8-10	6-8-10	6-8-10	6-8-10
colori	bianco	bianco	bianco	bianco

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) - Torcicollo - Crisi vertiginose di origine cervicale - Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglia tubolare di cotone elasticizzato
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Completamente lavabile (acqua tiepida e sapone neutro)
- Radiotrasparente



cervilight

collare "cervicol" in gommapiuma

codice	ART. PRO-8304											
taglia	S				M				L			
circonf. collo cm	28/34	29/35	30/36	31/37	30/36	31/37	32/38	33/39	36/44	37/46	38/48	39/49
lunghezza cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	62	64
altezza cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
colori	blu				blu				blu			

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) - Torcicollo - Crisi vertiginose di origine cervicale - Artrosi cervicale

- Struttura in gommapiuma semirigida con bordi arrotondati
- Rivestimento in maglia tubolare elasticizzata
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Completamente lavabile
- Radiotrasparente
- Sagomatura perfettamente anatomica



cervilight

collare cervicale tipo "schanz"

codice	ART. PRO-1505		
taglia	S	M	L
circonf. collo cm	30/35	35/40	40/45
colori	bianco	bianco	bianco

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) - Crisi vertiginose di origine cervicale - Artrosi cervicale - Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Radiotrasparente
- Altezza regolabile a velcro



cervilight

collare cervicale tipo "schanz"

codice	ART. PRO-1500			
taglia	S	SL*	M	L
circonf. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
colori	bianco	bianco	bianco	bianco

* La misura media è disponibile anche in versione più bassa sempre regolabile indicata con la sigla SL

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) - Crisi vertiginose di origine cervicale - Artrosi cervicale - Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Astine metalliche a scorrimento per la regolazione dell'altezza
- Radiotrasparente



cervilight

collare cervicale tipo "schanz" con appoggio mentoniero

codice	ART. PRO-1510			
taglia	S	SL*	M	L
circonf. collo cm	30/35	35/40	35/40	40/45
colori	bianco	bianco	bianco	bianco

* La misura media è disponibile anche in versione più bassa sempre regolabile indicata con la sigla SL

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) - Crisi vertiginose di origine cervicale - Artrosi cervicale - Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a velcro
- Astine metalliche a scorrimento per la regolazione dell'altezza
- Radiotrasparente



superlite

collare cervicale bivalva

codice	ART. PRO-3008		
taglia	S	M	L
circonf. collo cm	28/33	33/38	38/46
altezza cm	10	11	13
colori	beige	beige	beige

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) - Discopatie multiple della colonna cervicale - Traumi cervicali - Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Imbottitura in PLASTAZOTE® atossico
- Chiusure con cinturini a velcro
- Estremamente leggero
- Radiotrasparente



cervistable

collare cervicale bivalva con foro tracheale

ART. PRO-N1035	altezza collo cm*			
	6	8	11	13
circonferenza collo cm	30-35	35-40	40-45	
	tg S h2 1/4	tg M h2 1/4	tg L h2 1/4	
	tg S h3 1/4	tg M h3 1/4	tg L h3 1/4	
	tg S h4 1/4	tg M h4 1/4	tg L h4 1/4	
	tg S h5 1/4	tg M h5 1/4	tg L h5 1/4	

* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento

Opzionale: ART. PRO-1522H cinturino craniale (foto piccola)

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) - Discopatie multiple della colonna cervicale - Traumi cervicali - Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura costituita da due valve avvolgenti con chiusure a velcro
- Struttura in materiale polimerico espanso non citotossico secondo la norma UNI EN ISO 10993-5
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Radiotrasparente e impermeabile
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca e alle spalle
- Foro tracheale e fori per l'aerazione
- Predisposto per essere collegato o allo stabilizzatore toracico o all'iperestensore



philadelphia

collare cervicale bivalva con foro tracheale per bambini

codice	ART. PRO-1520/I	ART. PRO-1520/C
taglia	da 0 a 3 anni	da 4 a 9 anni
colori	beige	beige

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) - Discopatie multiple della colonna cervicale - Traumi cervicali - Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in materiale di PLASTAZOTE® atossico
- Formato da due valve avvolgenti con chiusura a velcro
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Predisposto all'attacco dello stabilizzatore toracico
- Fori per l'aerazione
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Radiotrasparente
- Foro tracheale



philastab

stabilizzatore sterno-dorsale per collare "cervistable"

codice	ART. PRO-1521
taglia	universale
colori	beige

Fratture cervico-dorsali - Spondilolistesi cervicale - Discopatie multiple - Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Aste montanti in PVC
- Rivestimento in PLASTAZOTE®
- Attacchi con bottoni di fissaggio al collare cervistable
- Chiusura alla base con cinturini a velcro
- Radiotrasparente




minerva

ortesi bivalva cervico-dorsale

codice	ART. PRO-3002		
taglia	S	M	L
circonf. collo cm	25/30	31/38	39/45
altezza cm	33	38	45
colori	beige	beige	beige

Fratture cervico-dorsali - Spondilolistesi cervicale - Discopatie multiple - Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

- Struttura in KYDEX® con imbottitura in PLASTAZOTE®
- Foro tracheale
- Chiusura a velcro
- Leggera e di facile applicazione
- Radiotrasparente
- Modellabile a caldo




florida

ortesi cervico-dorsale

codice	ART. PRO-RT21				
taglia	XS	S	M	L	XL
circonf. torace cm	55/70	70/85	85/105	105/125	oltre 125
altezza cm	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile
colori	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco

Discopatie cervicali multiple - Fratture dente dell'epistrofeo - Fratture cervicali traumatiche e/o patologiche - Cedimenti da osteoporosi cervicale - Post-operatorio da intervento neurochirurgico - Post-operatorio da intervento per riduzione di torcicollo da malformazione ossea

- Struttura in lega leggera
- Appoggi modulari facilmente regolabili
- Cinturini in dacron
- Fibbie in acciaio inox
- Parti imbottite e rivestite di vilpelle atossica



medicalortho

lido

ortesi cervico-dorsale

codice	ART. PRO-2540		
taglia	S	M	L
circonf. collo cm	25/30	28/40	33/46
circonf. torace cm	61/71	71/104	96/114
altezza sterno-pube cm	43/51	51/65	61/68
colori	bianco	bianco	bianco

Discopatie cervicali multiple - Fratture dente dell'epistrofeo - Fratture cervicali traumatiche e/o patologiche - Cedimenti da osteoporosi cervicale - Post-operatoria da intervento neurochirurgico - Post-operatoria da intervento per riduzione di torcicollo da malformazione ossea

- Struttura: in materiale plastico per l'appoggio toracico anteriore e posteriore. In lega di alluminio per gli appoggi cervicale e occipitale
- Aste con asole di scorrimento per la regolazione in altezza
- Cinturini di fissaggio con fibbie a scatto
- Imbottitura degli appoggi in morbida spugna
- Cinturino della corona craniale con chiusura a velcro



medicalortho

minerva

ortesi cervicale 4 punti

codice	ART. PRO-3007		
taglia	S	M	L
circonf. collo cm	30/35	35/40	40/45
altezza cm	regolabile	regolabile	regolabile
colori	bianco	bianco	bianco

Fratture cervicali traumatiche e/o patologiche - Fratture dente dell'epistrofeo - Discopatie cervicali multiple - Cedimenti da osteoporosi cervicale - Post-operatorio da intervento neurochirurgico - Post-operatorio da intervento per riduzione di torcicollo da malformazione ossea

- Struttura in alluminio e acciaio inox
- Quattro appoggi
- Montanti telescopici filettati
- Imbottitura e cinturini in pelle



medicalortho

malibù

ortesi cervicale bivalva

codice	ART. PRO-3005
taglia	universale
altezza cm	regolabile
colori	grigio

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) - Discopatie multiple della colonna cervicale - Traumi cervicali - Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali - Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Imbottitura di rivestimento in PLASTAZOTE®
- Cinturini con regolazione a velcro
- Viti con manopolina con possibilità di regolazione anche a mano
- Foro tracheale
- Radiotrasparente
- Anatomico



orthoself

roll

cuscino cervicale

codice	ART. PRO-4041	ART. PRO-4042
taglia	universale	universale
altezza Øcm	15	20
colori	bianco	bianco

ART. PRO-4043/15 (fodera di ricambio per ART. PRO-4041)
ART. PRO-4043/20 (fodera di ricambio per ART. PRO-4042)

Cervicalgie - Cervicobrachialgie - Coadiuvante nel mantenimento della fisiologica lordosi cervicale durante le ore di riposo notturno

- Struttura cilindrica in lana sintetica autorigenerante
- Rivestimento con doppia fodera di cotone
- Fodera esterna con chiusura a cerniera lampo