


art. 34 - Immobilizzatore del pollice/polso

new patented
RIZOFIX
system




- ▶ Patologie traumatiche: distorsioni - fratture carpo e metacarpo - tendiniti dei tendini flessori ed estensori del pollice - contusioni da schiacciamento.
- ▶ Patologie degenerative: artrosi - osteoartrosi - rizo-artrosi - artrite reumatoide.
- ▶ Fase riabilitativa: scarico del muscolo tendineo post-trauma e post-intervento aperto prima falange del pollice.
- ▶ L'innovativa tecnologia di chiusura brevettata da PAVIS, consente di regolare e personalizzare la pressione desiderata.
- ▶ 3 aste anatomiche, modellabili, inserite nella base, garantiscono il blocco completo dell'articolazione, le aste sono estraibili per adattare il tutore alle varie fasi del periodo di riabilitazione. AMBIDESTRO.
- ▶ Nuovo sistema di immobilizzo **RIZOFIX**.
- ▶ Esclusivo tessuto anallergico e traspirante, 100% cotone sulla pelle.



Colori: blu.


New EDGE
LINE

TAGLIA / SIZE	SMALL	REGULAR	EXTRA
 cm.	13,5-15,5	15,5-18,5	18,5-21

art. 33 - Immobilizzatore del polso




- ▶ Patologie traumatiche: distorsioni - fratture distali del radio - tendiniti.
- ▶ Patologie degenerative: osteoartrosi - artrosi - artrite gottosa acuta - artrite reumatoide.
- ▶ Fase riabilitativa: scarico del muscolo tendineo post-trauma e post-operazione.
- ▶ L'innovativa tecnologia di chiusura brevettata da PAVIS, consente di regolare e personalizzare la pressione desiderata.
- ▶ 3 aste anatomiche, modellabili, inserite nella base, garantiscono il blocco completo della articolazione. Le aste sono estraibili per adattare il tutore alle varie fasi del periodo di riabilitazione. AMBIDESTRO.
- ▶ Esclusivo tessuto anallergico e traspirante, 100% cotone sulla pelle.



Colori: blu.

New EDGE
LINE

TAGLIA / SIZE	SMALL	REGULAR	EXTRA
 cm.	13,5-15,5	15,5-18,5	18,5-21

SUPERPOL II®

POLSIERA STECCATA IN TESSUTO
TRASPIRANTE CON PRESA POLLICE

art. TO2203

taglia

S	M	L	XL
14/17	17/19	19/22	22/24
circonferenza polso in cm			

lunghezza cm 18

destro e sinistro

colore
nero



Caratteristiche

Tessuto traspirante . Chiusura a velcro e fibbie.
Stecche dorsali in acciaio armonico per migliorare l'immobilizzazione. Stecca anatomica palmare in alluminio (modellabile). Stecca con supporto per l'immobilizzazione del pollice (modellabile).

Indicazioni

ARTROSI DELL'ARTICOLAZIONE TRAPEZIO-METACARPALE •
POSTUMI DI FRATTURA . PSEUDOARTROSI DEL
NAVICOLARE • LESIONE DELLA FASCIA ULNARE
DELL'ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA DEL POLLICE.

BABYPOL®

POLSIERA STECCATA IN TESSUTO
TRASPIRANTE PER BAMBINO

art. TO2204

taglia

XS	S
11/14	14/17
circonferenza polso in cm	

lunghezza cm 15

destro e sinistro

colore
nero





Caratteristiche

Tessuto traspirante . Chiusura a velcro e fibbie.
Stecche dorsali in acciaio armonico per migliorare l'immobilizzazione.
Stecca anatomica palmare in alluminio (modellabile).

Indicazioni

DISTORSIONI • TENDINITI • POSTUMI DI FRATTURA •
FRATTURE COMPOSTE DELL'ESTREMITA' DEL RADIO
E DELL'ULNA .



RHIZOTEN®

TUTORE STECCATO PER POLLICE
IN TESSUTO TRASPIRANTE

art. TO2205

taglia
UNIVERSALE- AMBIDESTRO

colore
nero



Caratteristiche

Struttura in tessuto tridimensionale traspirante.
Stecca in alluminio presagomata, modellabile.
Chiusura a velcro elastico. Universale

Indicazioni

TENDINITI • TENDINOPATIA DI DE QUERVAIN • RIZOARTROSI •
POSTUMI DI FRATTURA DI BENNET • LESIONE DI STEINER •
POST OPERATORIO.

RHIZOFIT®

ORTESI PER RIZOARTROSI

art. TO2301

taglia			
S	M	L	XL
13/17	17/19	19/23	23/28
circonferenza polso in cm			

destro e sinistro

colore
écru



Caratteristiche

Struttura plastica forata per una traspirazione completa.
Guantino protettivo in cotone e viscosa. Antibatterico.
Chiusura in velcro elastico.

Indicazioni

TENDINITI • TENDINOPATIA DI DE QUERVAIN • RIZOARTROSI •
POSTUMI DI FRATTURA DI BENNET • LESIONE DI STEINER •
POST OPERATORIO.

STAXX®


TUTORE PER FALANGE
DISTALE DITO SINGOLO

art. TO2302

taglia	1	2	3	4	5	5 _{1/2}	6	7
circonferenza interfalangea distale in cm	5	5,5	5,8	6,1	6,3	6,8	7,3	8,4

ambidestro

colore
traslucido



Caratteristiche

Polietilene traslucido.
Apertura dorsale per unghia.
Fori di traspirazione.

Indicazioni

FRATTURE FALANGI DISTALI • POST- OPERATORIO • CON-
TUSIONI • DISTORSIONI • TRAUMI DA SCHIACCIAMENTO •
LESIONE DEL TENDINE ESTENSORE.