

octofix

immobilizzatore di clavicola

codice	ART. PR2-8503				
taglia	XS	S	M	L	XL
circonf. torace cm	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120
colori	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco

Fratture di clavicola - Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a velcro



acb

tutore per lussazione acromion-claveare

codice	ART. PR2-8501
taglia	universale - ambidestro
colori	beige

Stabilizza la spalla ed il braccio nei casi di lussazione e sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

- Struttura in tessuto misto cotone
- Cinture di appoggio in morbido feltro
- Tiranti con ganci e fibbie autobloccanti




shouldfix

immobilizzatore per braccio e spalla

codice	ART. PR2-8408
taglia	universale - ambidestro
colori	grigio

Fratture composte dell'omero - Lussazioni gleno-omerali- Distorsioni della spalla - Trattamento post-operatorio delle fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omeroale - Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto accoppiato
- Tiranti a girospalla con chiusura a fibbia autobloccante
- Senza tasca di contenimento del gomito
- Particolarmente indicato per soggetti di corporatura robusta



shouldfix

immobilizzatore per braccio e spalla

codice	ART. PR2-8409	ART. PR2-8409C
taglia	universale	per bambino
colori	grigio	grigio
	ambidestro	ambidestro

Fratture composte dell'omero - Lussazioni gleno-omerali - Distorsioni della spalla - Trattamento post-operatorio delle fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omeroale - Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti a girospalla con velcri di chiusura
- Tasca di contenimento per gomito



shouldfix II

immobilizzatore per braccio e spalla

codice	ART. PR2-8412
taglia	universale - ambidestro
colori	nero

Fratture composte dell'omero - Lussazioni gleno-omerali - Distorsioni della spalla - Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale - Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Sacca reggibraccio in tessuto velcrabile, per il massimo range di regolazione
- Morbide bretelle velcrate
- Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
- Fascia contenitiva in tessuto velcrabile, per il massimo range di regolazione




shouldfix open

immobilizzatore per braccio e spalla

codice	ART. PR2-8410
taglia	universale - ambidestro
colori	nero

Fratture composte dell'omero - Lussazioni gleno-omerali- Distorsioni della spalla - Trattamento post-operatorio delle fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omeroale - Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

- Struttura delle parti in morbido accoppiato con l'esterno in nylon garzato per l'attacco del velcro
- Tirante a giro spalla con chiusura a fibbia a scatto



medicalortho

top-S 10°-15°


supporto per spalla con abduzione fissa a 10° o 15°

codice	ART. PR2-EM110 10° - ART. PR2-EM210 15°		
taglia	S	M	L
lunghezza avambraccio cm*	fino a 34	35/39	40 e oltre
colori	nero	nero	nero
	ambidestro		

*misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

Riparazione della cuffia dei rotatori - Sublussazioni - Dislocazioni - Intervento di Bankhart - Riparazione dei tessuti molli a seguito di traumi

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento
- Rivestimento del cuscino in materiale garzato, per una migliore adesione dei velcri
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Ambidestro
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a velcro
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10° o 15°



medicalortho

top II-S 10°-15°


supporto per spalla con abduzione fissa a 10° o 15°

codice	ART. PR2-EM111 10° - ART. PR2-EM211 15°	
taglia	S	L
lunghezza avambraccio cm*	fino a 38	39 e oltre
colori	nero	nero
	ambidestro	

*misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

Riparazione della cuffia dei rotatori - Sublussazioni - Dislocazioni - Intervento di Bankhart - Riparazione dei tessuti molli a seguito di traumi

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento
- Cuscino con sponda anteroposteriore per una ottimale stabilità
- Rivestimento del cuscino in materiale garzato, per una migliore adesione dei velcri
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Ambidestro
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a velcro
- Pallina riabilitativa
- Cinturino di sostegno del pollice
- Abduzione a 10° o 15°



medicalortho

extra-S 15°-30°



supporto per spalla con pallina per rotazione esterna 15° o 30°

codice	PR2-EM113 15° (destra) - PR2-EM114 15° (sinistra) PR2-EM115 30° (destra) - PR2-EM116 30° (sinistra)		
taglia	S	M	L
lunghezza avambraccio cm*	fino a 34	35/39	40 e oltre
colori	nero	nero	nero

*misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

Immobilizzazione in rotazione esterna - Intervento di plastica capsulare - Stabilizzazioni antero/posteriori - Post-operatorio - Lesioni e riparazioni tessuti molli

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento
- Rivestimento, cintura giro vita e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del velcro
- Tiranti di ancoraggio alla spalla con fissaggio a velcro
- Possibilità di rotazione esterna di 15° o 30°
- Pallina riabilitativa
- Destro e sinistro
- Supporto per pollice
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante



medicalortho

softab


tutore a cuscino per abduzione spalla

codice	ART. PR2-84500	ART. PR2-84501
misura	REGULAR	XL
statura	fino a 1,85 m	oltre 1,85 m
colori	nero	nero
	ambidestro	ambidestro

Opzionale: ART. PR2-84500/A asta di appoggio per polso e mano (visualizzata in figura) utilizzabile su entrambi i modelli di cuscino, applicabile con velcro

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione - Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione - Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla - Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori - Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura toracica e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del velcro
- Tirante girospalla con fissaggio a velcro
- Possibilità di abduzione a 45° o 70°
- Tubolare di protezione a girocollo



medicalortho

softab


tutore a cuscino per abduzione spalla

codice	ART. PR2-84502
taglia	universale - ambidestro
colori	nero

Opzionale: ART. PR2-84500/A asta di appoggio per polso e mano (visualizzata in figura) applicabile con velcro.

Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori - Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura giro vita e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del velcro
- Tirante girospalla con fissaggio a velcro
- Abduzione di 15° - 20°



medicalortho

saw

tutore per abduzione spalla

codice	ART. PR2-84503
taglia	universale - ambidestro
colori	nero

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione - Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione - Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla - Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori - Lesioni dei nervi

- Struttura cuscino: interno a cilindro in plastica gonfiabile ad elevata resistenza
- Esterno in tessuto garzato aggrappante per la presa a velcro
- Cinture giro spalla e vita in nylon garzato a velcro
- Manicotti in tessuto accoppiato con imbottitura interna
- Cuneo sottoascellare in gommapiuma rivestita per una migliore stabilità e assetto del cuscino
- Abduzione regolabile in base al gonfiaggio del cuscino
- Asta di appoggio avambraccio e mano

