

## AGILOMB®

### CORSETTO LOMBOSACRALE CON FIBRA DI CARBONIO

art. TO1103

taglia

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
|----|---|---|---|----|-----|

|       |       |        |         |         |         |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|

circonferenza bacino in cm

altezza anter. cm 19

altezza poster. cm 28

colore  
grigio perla



steccato a spirale in posizione obliqua. Unisex.

#### Indicazioni

LOMBALGIE • LOMBOSACRALGIE • CONTRATTURE MUSCOLARI PARAVERTEBRALI LOMBARI • TRAUMI LIEVI DELLA COLONNA LOMBOSACRALE • UTILE NELLE LOMBALGIE DA AUTOMOBILE.

#### Caratteristiche

Materiale "Resistex combinato", Antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo

## AGILOMB®

### CORSETTO LOMBARE CON FIBRA DI CARBONIO

art. TO1104

taglia

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
|----|---|---|---|----|-----|

|       |       |        |         |         |         |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|

circonferenza bacino in cm

altezza anter. cm 23

altezza poster. cm 23

colore  
grigio perla





steccato a spirale in posizione obliqua. Unisex.

#### Indicazioni

LOMBALGIE • LOMBOSCIATALGIE • LOMBOSACRALGIE • TRAUMI LIEVI DELLA COLONNA LOMBOSACRALE • CONTRATTURE MUSCOLARI PARAVERTEBRALI LOMBARI • SPONDILARTROSI • DISCOPATIE • CEDIMENTI VERTEBRALI LOMBARI.

#### Caratteristiche

Materiale "Resistex combinato", Antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo



## AC LOMB®

### CORSETTO LOMBOSACRALE CON FIBRA DI CARBONIO

art. TO1105

taglia

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
|----|---|---|---|----|-----|

|       |       |        |         |         |         |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 | 120/130 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|

circonferenza bacino in cm

altezza anter. cm 23

altezza poster. cm 55

colore  
grigio perla



#### Caratteristiche

Materiale "Resistex combinato", Antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare). Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua. Unisex.

#### Indicazioni

LOMBALGIE • LOMBOSACRALGIE • CONTRATTURE MUSCOLARI PARAVERTEBRALI LOMBARI • TRAUMI LIEVI DELLA COLONNA LOMBOSACRALE • UTILE NELLE LOMBALGIE DA AUTOMOBILE.

## TAV®

### BUSTO SEMIRIGIDO LOMBOSACRALE

art. TO1200

taglia

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|----|---|---|---|----|-----|
|----|---|---|---|----|-----|

|       |       |        |         |         |         |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 73/83 | 83/93 | 93/103 | 103/113 | 113/123 | 123/133 |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|

circonferenza bacino in cm

altezza anter. cm 20

altezza poster. cm 33

colore  
écru



#### Caratteristiche

Unisex. Tessuto cotone misto Lycra. Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici di trazione per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

#### Indicazioni

ARTROSI LOMBOSACRALE • DISCOPATIE • LOMBOSACRALGIE • POST-OPERATORIO.

## BUSTO SEMIRIGIDO LOMBARE

art. TO1201

taglia

**XS** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL**

73/83 | 83/93 | 93/103 | 103/113 | 113/123 | 123/133  
circonferenza bacino in cm

altezza anter. cm 22

altezza poster. cm 37

colore  
écru



### Caratteristiche

Unisex. Tessuto cotone misto Lycra. Chiusura anteriore a velcro.

Tiranti elastici di trazione per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

### Indicazioni

GRAVE SPONDILARTROSI E SCOLIOSI LOMBARE • FRATTURA VERTEBRE LOMBARI NEGLI ANZIANI • LOMBALGIE DA ERNIA DISCALE E SPONDILOLISI CON O SENZA LISTESI VERTEBRALE • CEDIMENTI VERTEBRALI SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA • DISCITE E SPONDILODISCITE • DECORSO POST-OPERATORIO DI ERNIE, LAMINECTOMIE E ARTRODESI BASSE • LOMBOSACRALGIE • LOMBASCIATALGIE ACUTE E

## TAV®

### BUSTO SEMIRIGIDO DORSO-LOMBARE

art. TO1202

taglia

**XS** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL**

73/83 | 83/93 | 93/103 | 103/113 | 113/123 | 123/133  
circonferenza bacino in cm

altezza anter. cm 22

altezza poster. cm 55

colore  
écru





### Caratteristiche

Unisex. Tessuto cotone misto Lycra. Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici di trazione per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua. Spallacci elastici imbottiti per sostegno dorsale.

### Indicazioni

DORSALGIE SU BASE ARTROSICA O DA CIFOSI • FRATTURE VERTEBRALI DORSALI E LOMBARI ALTE E LORO ESITI • CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA.



## BAND-UP®

CORSETTO DORSALE  
RADDRIZZASPALLE

art. TO1100

taglia

| S                          | M     | L     | XL         |
|----------------------------|-------|-------|------------|
| 66/75                      | 76/85 | 86/95 | 96 e oltre |
| circonferenza torace in cm |       |       |            |

altezza cm 39

colore  
écru



### Caratteristiche

Tessuto elastico millerighe.  
Stecche dorsali di sostegno.  
Spalline con imbottitura ascellare ed incrocio posteriore.  
Chiusura anteriore a velcro.  
Unisex.

### Indicazioni

UTILE NELLA CORREZIONE DI ATTEGGIAMENTI CIFOTICI,  
DORSO CURVO E SCAPOLE ALATE •  
COADIUVANTE DORSALGIE POSTURALI.  
PREVENZIONE IN OSTEOPOROSI.

## ATL®

CORSETTO IPERESTENSORE  
A CROCE

art. TO1300

taglia  
UNIVERSALE

colore  
bianco



### Caratteristiche


Telaio in lega d'alluminio, leggero e adattabile. Pelotte delta pettorali fluttuanti in silicone. Placca dorso-lombare. Placca pubica basculante. Chiusura leggera, resistente, pratica e sicura. Imbottiture in EVA atossiche ed idrorepellenti. Utile per la riabilitazione in acqua.

### Indicazioni

FRATTURE TRAUMATICHE • CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI E  
AL PASSAGGIO DORSO-LOMBARE SU BASE OSTEOPOROTICA  
O METASTATICA (D11-D12-L1-L2) • OSTEOMALACIE  
FRATTUROSE • ARTROSI DORSO-LOMBARE • SOSTITUTIVO DEL  
CORSETTO GESSATO • IPERCIFOSI • MORBO DI SCHEUERMANN.

**NB. L'asta verticale in dotazione è lunga 25cm.**

**Per persone superiori al 1,80 m di altezza, è consigliabile richiedere l'asta lunga 32 cm.**



# HYDA®

## FUTORE DORSO-LOMBARE CON BUSTO TIPO "TAYLOR"

art. TO1301

taglia

| XS    | S     | M     | L      | XL      |
|-------|-------|-------|--------|---------|
| 55/65 | 65/75 | 75/90 | 90/105 | 105/115 |

circonferenza bacino in cm

colore  
écru



### Caratteristiche

Unisex. Telaio in lega d'alluminio, leggero, adattabile ed anatomico. Rivestimento in tessuto semirigido cotone misto lycra. Spallacci in elastico a tensione graduata. Tiranti elastici di chiusura in millerighe. Leggero e confortevole.

### Indicazioni

OSTEOPOROSI • FRATTURE TRAUMATICHE • CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI E AL PASSAGGIO DORSO-LOMBARE SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA • OSTEOMALACIE FRATTUROSE • ARTROSI DORSO-LOMBARE • CIFOSI DORSALI.

# IPEREX®

## IPERESTENSORE A TRE PUNTI

art. TO1303

taglia

| S     | M     | L      | XL      |
|-------|-------|--------|---------|
| 60/75 | 75/90 | 90/105 | 105/120 |

circonferenza bacino in cm

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 31/42 | 35/46 | 42/50 | 42/50 |
|-------|-------|-------|-------|

altezza in cm da centro pelotta sternale  
a centro banda pelvica



### Caratteristiche

Telaio in lega leggera d'alluminio. Regolazione montante verticale con asolatura. Imbottiture pelote con tessuto 3D DOUBLE ACTION per una traspirazione longitudinale. Viti di serraggio a Brugola®. Chiusura di sicurezza ampia ed ergonomica per un rilascio controllato della compressione della pelotta dorsale. Banda pelvica basculante con ritorno a molla e bloccabile. Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale.

### Indicazioni

CEDIMENTI VERTEBRALI SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA • FRATTURE TRAUMATICHE • OSTEOLISI • ARTROSI DORSO LOMBARE.